

2024年11月吉日

お得意先各位

カイインダストリーズ株式会社  
医療器事業本部 国内営業部

iD セーフティーナイフ発売のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄の事とお慶び申し上げます。  
平素は格別のご高配を賜りありがたく厚く御礼申し上げます。

このたび、新たな安全機構を搭載した「iD セーフティーナイフ」を発売させていただくことになりましたので、下記のとおりご案内申し上げます。  
今後とも弊社製品をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■製品概要

一般的名称	単回使用眼科用ナイフ
JMDN コード	32764002
販売名	セーフティーナイフ
REF.番号	別紙
滅菌方法	γ線滅菌
認証番号	219ABBZX00187000
クラス分類	Ⅱ（管理医療機器）
使用方法	単回使用
JAN コード	別紙
入数	5本/箱
定価	別紙

■製品特長

ブレードがカバーで保護され、使用時はカバーを片手で簡単操作。  
特許取得のスリムなカバーで、手元の見やすさや握りやすさを追求。

■発売日

2024年11月14日（木）

ご不明な点やご質問などがございましたら、弊社営業担当までお問合せ下さい。  
詳細は下記、弊社WEBサイトからもご確認いただけます。

<https://www.kaimedical.jp/news>

以上

<お問い合わせ先>

カイインダストリーズ株式会社 医療器事業本部 国内営業部

〒501-3992 岐阜県関市小屋名 1110

TEL: 0575-28-6600 / FAX: 0575-28-6611 E-mail: medical-ja@kai-group.com

■安全機構

独自の安全機構と操作性 Unique shape of safety mechanism/Operability




ブレードがカバーで保護され  
使用時はカバーを片手で簡単操作


特許取得のスリムなカバーで、  
手元の見やすさや握りやすさを追求  
(特許第6820214号、特許第5537880号)

■使用方法

1. ブレードの突き出し方法



2. ブレードの収納方法



■仕様


ストレートナイフ

REF. 番号

ID-ST15J

Angle15°

w=1.5mm



ドット表示  
1mm幅の位置を点で表示しており、  
サイドポート作成の目安となります。

ID-ST225J

Angle22.5°

w=1.5mm



クレセントナイフ


REF. 番号

ID-CPU22J

w=2.2mm



Bevel Up  
Angle45°




スリットナイフ

REF. 番号


ID-SLU22J

w=2.2mm




ID-SLU24J

w=2.4mm




Bevel Up  
Angle45°





ID-SLU275J

w=2.75mm



ID-SLU28J

w=2.8mm




ライン表示  
刃先から2.0mmの位置にラインと最大幅の表示があり、トンネル作成の目安となります。

別紙②

**クリアコーニアルナイフ**



**MVR ナイフ**



■ JAN コード/定価

品名	REF.番号	JAN コード	定価
ストレートナイフ 15°	ID-ST15J	4560146928287	¥6,500
ストレートナイフ 22.5°	ID-ST225J	4560146928294	¥6,500
クレセントナイフ 2.2mm	ID-CPU22J	4560146928317	¥15,000
スリットナイフ 2.2mm	ID-SLU22J	4560146928331	¥12,000
スリットナイフ 2.4mm	ID-SLU24J	4560146928348	¥12,000
スリットナイフ 2.75mm	ID-SLU275J	4560146928362	¥12,000
スリットナイフ 2.8mm	ID-SLU28J	4560146928379	¥12,000
クリアコーニアルナイフ 2.2mm	ID-CCR22J	4560146928393	¥12,000
クリアコーニアルナイフ 2.4mm	ID-CCR24J	4560146928409	¥12,000
クリアコーニアルナイフ 2.75mm	ID-CCR275J	4560146928423	¥12,000
クリアコーニアルナイフ 2.8mm	ID-CCR28J	4560146928430	¥12,000
MVR ナイフ 20G Bent	ID-VKB20J	4560146928454	¥10,000